

NOTA: antes la grabadora usb externa la pillaba como /dev/scd0 y ahora como /dev/sr0

1. Crear la imagen para la primera sesión:

```
mkisofs -R -J -T -o sesion_1.iso /mi/dir/1
```

2. Grabar la primera sesion:

```
wodim -multi sesion_1.iso
```

3. Obtener el sector inicial y final de la primera sesión, para poder enlazar la siguiente:

```
wodim -msinfo
```

4. Anotar el número que aparece, en este caso:

0,12245

5. Crear la imagen para la primera sesión:

```
mkisofs -R -J -T -joliet-long -C 0,12245 -M /dev/scd0 -o sesion_2.iso /home/a707903/datos/webs/
```

6. Grabar la segunda sesión:

```
wodim -multi sesion_2.iso
```

7. Montar el cd:

```
mount -t iso9660 /dev/scd0 /media/cdrom
```

Aparecerán todos los datos mezclados, tanto de la sesión 1 como de la sesión 2

8. Para borrar el cd:

```
wodim blank=all
```

From:

<http://wiki.legido.com/> - **Legido Wiki**

Permanent link:

http://wiki.legido.com/doku.php?id=informatica:linux:grabar_cd_multisesion



Last update: **2015/04/13 20:19**